

**SpO<sub>2</sub>**  
Finger Sensor  
Reusable, Adult

#### DIRECTIONS FOR USE



#### CSI-Model

##### Intended Use

OSI Optoelectronics Inc. BluSat™ oximetry sensors are indicated for use in continuous noninvasive monitoring of arterial oxygen saturation and pulse rate. This BluSat sensor is compatible with CSI Oximeters.

##### Precautions


- For further instructions, warnings and precautions, refer to the operating instructions provided with your monitor.
- Do not autoclave or immerse the sensor in liquid.
- CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to be sold by or on the order of a physician.

##### Warnings

- This sensor is not to be used on any other monitor other than the above specified brand of oximeter monitor. Using this sensor on oximeters not specified may cause patient injury, inaccurate measurements or equipment damage.
- Check and reposition the sensor every 4 to 8 hours and reposition to an alternate site every 24 hours.

##### To apply the sensor

- Connect the sensor cable to the OSI Optoelectronics Inc. adapter cable. Turn on the oximeter and verify proper operation.
- Insert the patient's digit into the sensor. The preferred digit to use for adults is the index finger. The digit is correctly inserted when:
  - The tip of the digit touches the rear guide posts.
  - The sensor cable extends along the top of the patient's hand.
- Visually monitor the sensor site to ensure the integrity of the skin.



##### To Clean the Sensor

To clean the sensor between uses or between patients, wipe the sensor surfaces with a soft cloth moistened in water, mild soap solution, or isopropyl alcohol.

##### Environmental Requirements

- Operating temperature range: 50 - 104° F (10 - 40° C)
- Storage and transportation temperature range: 32 - 122° F (0 - 50° C)
- Relative Humidity: 0 - 75% non-condensing

##### LED Specifications

Red	Wave Length	Radiant Power (Typical)
	660nm	1.8 mW
IR	880nm	2 mW

**SpO<sub>2</sub>**  
Sensor de Dedo  
Reutilizable, Adultos

#### MODO DE EMPLEO



#### CSI-Módulo

##### Uso previsto

Los oxisensores OSI Optoelectronics Inc. BluSat™, están indicados para ser usados en el monitoreo continuo, no invasivo de la saturación de oxígeno arterial y la frecuencia del pulso. Este sensor BluSat es compatible con los oxímetros CSI.

##### Precauciones


- Avoid application of the sensor to edematous or fragile tissue.
- Excessive patient motion or ambient light, electromagnetic interference, dysfunctional hemoglobin, low perfusion, intravascular dyes, finger nail polish and long or artificial finger nails may affect the sensor performance and the accuracy of the measurement.
- CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to be sold by or on the order of a physician.
- Do not use the sensor if it is damaged. Use of damaged sensor could cause patient injury or equipment failure.
- The sensor is contraindicated for use on patients who exhibit allergic reactions to adhesive tape.
- Note: The materials used in the manufacture of the sensor contain no natural latex protein. The materials have undergone extensive biocompatibility testing. Further information is available upon request.

##### Advertencias

- Este sensor no debe ser utilizado en ningún otro monitor que no sea el monitor de oxímetro de la marca especificada anteriormente. Usar este sensor en oxímetros no especificados puede ocasionar lesiones al paciente, mediciones imprecisas o daños al equipo.
- Verifique y reposicione el sensor cada 4 u 8 horas y repóselo en un lugar alternativo cada 24 horas.

##### Colocar el sensor

- Conecte el cable del sensor al cable adaptador OSI Optoelectronics Inc. Encienda el óximetro y verifique que el funcionamiento sea el adecuado.
- Inserte el dedo del paciente en el sensor. En el caso de los adultos, se utiliza más comúnmente el dedo índice. El dedo se inserta correctamente cuando:
  - La punta del dedo toca los postes guía traseros.
  - El cable del sensor se extiende al lo largo de la parte superior de la mano del paciente.
- Vigile el lugar de colocación del sensor para garantizar la integridad de la piel.



##### Para limpiar el sensor

Para limpiar el sensor entre uso y el siguiente o entre un paciente y otro, frote las superficies del sensor con un paño suave humedecido en agua, solución de jabón suave o alcohol isopropílico.

##### Requisitos ambientales

- Límites de temperatura de funcionamiento: 10-40 °C (50-104 °F)
- Límites de temperatura de almacenamiento y transporte: 0-50 °C (32-122 °F)
- Humedad relativa: 0-75 %, sin condensación

##### Especificaciones de los indicadores LED

	Longitud de onda	Potencia de emisión
(típica)	660 nm	1.8 mW
IR	880 nm	2 mW

**SpO<sub>2</sub>**  
Fingersensor  
Wiederverwendbar, Erwachsener

#### GEBAUCHSANWEISUNG



#### CSI-Modul

##### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

OSI Optoelectronics Inc. BluSat™ Oximetrie-Sensoren sind für die kontinuierliche nichtinvasive Überwachung der arteriellen Sauerstoffsättigung und der Pulsfrequenz indiziert. Dieser BluSat-Sensor ist mit CSI-Oximetern kompatibel.

##### Vorsichtsmaßnahmen


- Weitere Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit Ihrem Monitor geliefert wird.
- No sumeria el sensor en líquido, ni lo coloque en autoclave.
- PRECAUCIÓN: Las Leyes Federales (Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por un facultativo o por orden de este.

##### Advertencias

- Este sensor no debe ser utilizado en ningún otro monitor que no sea el monitor de oxímetro de la marca especificada anteriormente. Usar este sensor en oxímetros no especificados puede ocasionar lesiones al paciente, mediciones imprecisas o daños al equipo.
- Nota: Los materiales utilizados en la fabricación del sensor contienen proteína de látex artificial. Los materiales han sido sometidos a extensas pruebas de biocompatibilidad subteriores. Further information is available upon request.

##### Der Sensor wird wie folgt angebracht

- Schließen Sie das Sensorkabel an das Adapterkabel von OSI Optoelectronics Inc. an. Schalten Sie Ihr Oximeter ein und überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb.
- Den Finger des Patienten in den Sensor einführen. Der befürwortete Finger für Erwachsene ist der Zeigefinger. Der Finger wird korrekt eingefügt, wenn:
  - Die Spitze des Fingers die hinteren Führungsposten berührt.
  - Das Sensorkabel verläuft auf der Oberseite der Patientenhand.
- Visuelle Überwachung der Sensorstelle, um die Unversehrtheit der Haut sicherzustellen.



##### Reinigen des Sensors

Um den Sensor zwischen Anwendungen oder Patienten zu reinigen, wischen Sie die Sensoroberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser, milder Seifenlösung oder Isopropanolkohol befeuchtet ist.

##### Umgebungsanforderungen

- Betriebstemperaturbereich: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Lager- und Transporttemperaturbereich: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %, nicht-kondensierend

##### LED-Spezifikationen

	Wellenlänge	Strahlungsleistung (typisch)
Rot	660 nm	1.8 mW
IR	880 nm	2 mW

**SpO<sub>2</sub>**  
Capteur de doigt  
Réutilisable, adulte

#### MODE D'EMPLOI



#### CSI-Module

##### Utilisation prévue

OSI Optoelectronics Inc. BluSat™ Les capteurs d'oxymétrie sont indiqués pour une utilisation dans la surveillance continue non invasive de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence du pouls. Ce capteur BluSat est compatible avec les oxymètres CSI.

##### Précautions à prendre


- Pour des instructions, mises en garde et précautions supplémentaires, consultez le mode d'emploi fourni avec le moniteur.
- Ne pas stériliser à l'autoclave ou immerger le capteur dans un liquide.
- ATTENTION : La loi fédérale (USA) limite la vente de ce dispositif à un médecin ou sur son ordre.

##### Avertissements

- Ce capteur ne doit pas être utilisé sur un autre moniteur que celui de l'oxymètre indiqué ci-dessus. L'utilisation d'un capteur sur un autre moniteur peut entraîner des réactions allergiques au ruban adhésif.
- Le capteur est contre-indiqué pour les patients qui présentent des réactions allergiques au ruban adhésif.
- Hinweis: Die bei der Herstellung des Sensors verwendeten Materialien enthalten kein natürliches Latexprotein. Die Materialien wurden umfangreichen BiokompatibilitätsTests unterzogen. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.
- Prüfung und Neupositionierung des Sensors alle 4 bis 8 Stunden und Neupositionierung an einem anderen Standort alle 24 Stunden.
- Vérifier et positionner le capteur toutes les 4 à 8 heures et repositionner sur un autre site toutes les 24 heures.
- Evitez l'application du capteur sur des tissus

##### Pour appliquer le capteur

- Connecter le câble du capteur au câble adaptateur de OSI Optoelectronics Inc. Allumez l'oxymètre et vérifiez le fonctionnement correct.
- Insérez le doigt du patient dans le capteur. Le doigt préféré des adultes est l'index. Le chiffre est correctement inséré quand :
  - La pointe du doigt touche les poteaux de guidage arrière.
  - Le câble du capteur s'étend le long de la partie supérieure de la main du patient.
- Surveiller visuellement le site du capteur pour garantir l'intégrité de la peau.



##### Pour nettoyer le capteur

Pour nettoyer le capteur entre deux utilisations ou entre deux patients, essuyez-le avec un chiffon humide imbibé d'eau, une solution de savon doux ou d'alcool isopropylique.

##### Conditions ambiantes exigées

- Plage de température (fonctionnement) : 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
- Plage de température (stockage et transport) : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
- Humidité relative : 0 à 75 %, sans condensation

##### Spécifications des voyants

	Longueur d'onde	Puissance rayonnée (typique)
Rouge	660 nm	1,8 mW
IR	880 nm	2 mW

**SpO<sub>2</sub>**  
Sensore per Dito  
Riutilizzabile, Per Adulti

#### ISTRUZIONI PER L'USO



#### CSI-Modolo

##### Destinazione d'uso

I sensori ossimetrici BluSat™ OSI Optoelectronics Inc. sono indicati per l'uso nel monitoraggio continuo non invasivo della saturazione di ossigeno arteriosa e della frequenza del polso. Il sensore BluSat è compatibile con gli ossimetri CSI.

##### Precauzioni

- Per ulteriori istruzioni, avvertenze e precauzioni, consultate le istruzioni per l'uso fornite con il monitor.
- Non sterilizzare in autoclave o immergere il capteur dans un liquide.
- ATTENZIONE : La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un medico o su suo ordine.

##### Avvertenze

- Questo sensore non deve essere utilizzato su nessun altro monitor diverso dalla marca di monitor per ossimetro di cui sopra. L'utilizzo di questo capteur sui ossimetri non specificati può causare lesioni ai pazienti, misurazioni inexacte o danni alle apparecchiature.
- Nota: i materiali utilizzati nella fabbricazione del sensore non contengono proteine del lattice naturale. I materiali sono stati sottoposti a numerosi test di biocompatibilità approvati. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
- Verifica l'applicazione del sensore su tessuti edematosi o fragili.

##### Waarschuwingen

- Deze sensor mag niet worden gebruikt op een ander monitor dan het hierboven specificeerde merk van oximeter. Het gebruik van deze sensor op oximeters die niet zijn gespecificeerd, kan leiden tot letsel bij de patiënt, onnauwkeurige metingen of schade aan de apparatuur.
- De sensor is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten die allergische reacties op plakband vertonen.
- Nota: De materialen die in deze sensor worden gebruikt, kunnen verschillende biologische reacties veroorzaken. De sensor moet niet worden gebruikt op de huid van de patiënt, omdat dit kan leiden tot letsel.
- Controleer en herpositioneer de sensor om de biocompatibiliteit te controleren. De informatie hiervoor is beschikbaar op aanvraag.
- Vermijd de toepassing van de sensor op ontstoken of zwakke huid.

##### Voorzorgsmaatregelen

- Voor verdere instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij uw monitor wordt geleverd.
- Niet autoclaveren of de sensor in vloeistof onderdompelen.
- LET OP: De federale (VS) wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat door een arts of een arts op voorwaarde dat de arts de sensor heeft gedownload.
- Gebruik van sensor niet als deze beschadigd is. Het gebruik van een beschadigde sensor kan leiden tot letsel bij de patiënt of storingen in de apparatuur.
- Overmatige beweging van de patiënt of de omgeving kan de sensor beschadigen. De sensor kan beschadigen door te veel bewegen van de patiënt of de omgeving.
- De sensor is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten die allergische reacties op plakband vertonen.
- Nota: de materialen die in deze sensor worden gebruikt, kunnen verschillende biologische reacties veroorzaken. De sensor moet niet worden gebruikt op de huid van



Quality you can trust, care you expect

CSI

REF 4041

REF 4042



&gt; 30 kg

MD

## Directions For Use

Modo De Empleo

Gebrauchsweisung

Mode D'emploi

Istruzioni Per L'uso

Aanwijzingen Voor Gebruik

Wskazówki Dotyczce Użytowania

Bruksanvisning

使用说明

Návod K Použití

Oδηγίες χρήσης

Használati Útmutató

Instruções Para Utilização

Instruções De Utilização

Инструкция По Использованию



Rx only

OSI Optoelectronics Inc.  
12525 Chadron Ave.  
Hawthorne CA 90250 U.S.A.Tel: +1 310-978-0516  
Fax: +1 310-644-1727BluSat Sales and Support  
Tel: +1 310-355-2827  
Toll Free: 800-963-8676  
E-Mail: sales@osioblusat.comPlease refer to www.osioblusat.com for a  
listing of all BluSat products.MediMark® Europe  
11 rue E. Zola,  
38100 Grenoble, France

Made in India

SpO<sub>2</sub> accuracy was validated using a CSI  
Model 506DN Oximeter.Accuracy test methods are available from  
manufacturer upon requestOther brands and product names used  
herein are trademarks of their respective  
owners.

P/N 78-00310 Rev. F

**SpO<sub>2</sub> 血氧分压**  
手指感应器  
可重复使用，成人使用

### 使用说明



#### 设计用途

OSI Optoelectronics Inc. BluSat™ 血氧饱和度传感器适用于连续无创监测动脉血氧饱和度和脉搏率。BluSat 传感器与CSI 血氧仪兼容。

#### 注意事项


- 有关更多说明、警告和注意事项，请参阅显示器随附的说明书。
- 如果传感器已损坏，请勿使用。使用损坏的传感器可能导致患者受伤或设备故障。
- 请勿高压灭菌或将传感器浸入液体中。
- 注意：联邦（美国）法律限制此设备只能由医生或按照医生的指令销售。

#### 警告事项

- 除上述指定品牌的血氧仪监护仪外，不得在其任何监护仪上使用此传感器。在未指定的血氧仪上使用此传感器可能会导致患者受伤、测量不准确或设备损坏。
- 每隔 4 到 8 小时检查并重新放置一次传感器，并每 24 小时将其重新放置到另一个地点。
- 避免将传感器应用于水肿的部位或脆弱的组织。
- 病人运动过度或环境电磁干扰、血红蛋白功能异常、低灌注、血管内染料、指甲

#### 使用传感器

- 将传感器导线连接到 OSI Optoelectronics Inc. 适配器导线。打开血氧饱和度计并验证其是否正常运行。
- 将患者的手指插入传感器：建议成人首选使用食指。当手指正确插入后：
  - 指尖会触碰后导杆。
  - 传感器数据线沿患者手的顶部延伸。
- 视觉监控传感器的部位以确保其紧贴皮肤。



#### 清洗传感器

在每次或不同患者之间使用前进行清洗时，用一块以水、柔性肥皂液或异丙醇浸湿的软布擦洗传感器表面。

#### 环境要求

- 工作温度范围: 10 - 40°C (50 - 104°F)
- 存放及运输温度范围: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- 相对湿度: 0 - 95% (非冷凝)

#### LED 感器

波长	辐射功率 (典型)
660nm	1.8 mW
880nm	2 mW

**SpO<sub>2</sub>**  
**Snímač prstu**  
Opětovně použitelné, pro dospělé

### NÁVOD K POUŽITÍ



#### Využití

OSI Optoelectronics Inc. BluSat™ oximetry sensors are designed for continuous non-invasive monitoring of arterial oxygen saturation and pulse rate. BluSat sensors are compatible with CSI oximeters.

#### Opatření

- Další pokyny, varování a bezpečnostní opatření naleznete v návodu k obsluze dodaném s monitorem.
- Ne upoušťejte ani neponořujte senzor do kapaliny.
- POZORNĚ!** Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení senzoru může způsobit zranění pacienta nebo selhání zařízení.
- Ne upoužívejte snímač, pokud je poškozený. Použijte poškozený senzor může způsobit zranění pacienta nebo selhání zařízení.

#### Upozornění

- Tento senzor nesmí být používán na jiném monitoru než výše uvedené znáče oxymetruho monitoru. Používání tohoto senzoru na oxymetru, které nejsou uvedeny, může způsobit zranění pacienta, neplněné měření nebo poskození zařízení.
- Senzor je kontraindikován pro použití u pacientů, kteří vykazují alergické reakce na lepicí pásku.
- Poznámka:** Materiály použité při výrobě senzoru neobsahují žádný přírodní latexový protein. Materiály prošly rozsáhlými testy biologické kompatibility. Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
- Zkontrolujte a přemístěte senzor každé 4 až 8 hodin a přemístěte jej na jiné místo každých 24 hodin.
- Vyhnete se aplikaci senzoru na edematozní nebo křehkou tkáň.

#### Použití senzoru

- Připojte kabel senzoru k adaptéru OSI Optoelectronics Inc. Zapněte oxymetr a ověřte správnou funkci.
- Vložte číslo pacienta do senzoru. Preferovanou číslici pro dospělé je ukazováček. Číslice je správně vložena, když:
  - Špička číslice se dotýká zadních vodicích sloupků.
  - Kabel čidla se rozprostří podél horní části pacientovy ruky.
- Vizuálně sledujte místo senzoru, abyste zajistili integritu pokožky.

#### Για να εφαρμόσετε τον αισθητήρα

- Sunědete to kábelou toho aiostήtria støi kábeli a OSi Optoelectronics Inc. Zapněte se letejovýma to oxiometru a etapoležnute se na letojovýma støi.
- Eisapnýte to daktýlu toho aiostήtria støi etapήtria. To prospomýne daktýlu toho aiostήtria eisapnýte. To daktýlu éxhi eisapnýte aiostήtria. To daktýlu éxhi eisapnýte aiostήtria.

#### Για να καθαρίσετε τον αισθητήρα

- Mezi jednotlivými aplikacemi nebo použitím u jiného pacienta otrfete všechny povrchy senzoru měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě, slaběm mydlovém roztoku nebo v isopropyl alkoholu.

#### Čištění senzoru

Mezi jednotlivými aplikacemi nebo použitím u jiného pacienta otrfete všechny povrchy senzoru měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě, slaběm mydlovém roztoku nebo v isopropyl alkoholu.

#### Požadavky na prostředí

- Rozsah pracovní teploty: 10-40°C (50-104°F)
- Rozsah teplot pro skladování a přepravu: 0-50°C (32-122°F)
- Relativní vlhkost: 0-95% bez kondenzace

#### Specifikace LED

Vlnová délka	Využívaný výkon (obvyklý)
660 nm	1.8 mW
880 nm	2 mW

**SpO<sub>2</sub>**  
**Aiostήtriaς δακτύλων**  
Επαναχρησιμοποιούμενος,

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



#### Προβλεπόμενη Χρήση

OSI Optoelectronics Inc. Oi aiostήtriaς oxiometriás BluSat™ enedévnou yia xripti sunexousi me epitektikis parakoloumētou to koupeumati tou aiostήtria ou dýmou kai tou plámos. Oi aiostήtriaas BluSat einai sunmbatós me ta Oxiometra CSI.

#### Προφυλάξις

- Nadměrný pohyb pacienta nebo okolní světlo, elektromagnetické rušení, dysfunkční hemoglobin, nízká perfuze, intravaskulární barviva, jak na nehty na prstech a dolouhý nebo umělý neht na prstech mohou ovlivnit výkon senzoru a přesnost měření.
- Ne upoušťejte ani neponořujte senzor do kapaliny.
- POZORNĚ!** Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení senzoru může způsobit zranění pacienta nebo selhání zařízení.

#### Προειδοποίησις

- További útmutatásért, figyelemzettések és óvintézkedések nézze meg a megfigyelő készlethez adott működési útmutatót.
- Ne tegye ki autoklav vagy folyadék hatásának a szenzort.
- FIGYELEM:** Az Egyesült Államok törvénye tiltja, hogy ezt a készüléköt egy orvos általára vagy orvos utasítására használja a szenzort, ha az sérült. A károsdott szenzort használata a paciensnek következőkben vezethet.
- Min tisztításától értesítse a szenzort, ha az sérült. A károsdott szenzort használata a paciensnek következőkben vezethet.

#### Óvintézkedések

- További útmutatásért, figyelemzettések és óvintézkedések nézze meg a megfigyelő készlethez adott működési útmutatót.
- Ne használja a szenzort, ha az sérült. A károsdott szenzort használata a paciensnek következőkben vezethet.
- AVISO:** A lei federal dos EUA restriñe a venda deste dispositivo para paciente ou falhas no equipamento.

#### Aviso

- Min tisztításától értesítse a szenzort, ha az sérült. A károsdott szenzort használata nem javasolt pácienseknél, akik allergiásak a ragasztóra.
- Megjegyzés:** A szenzor gyártásához felhasznált anyagok nem tartalmaznak természetes latexet. Az anyagok extenzív biokompatibilitási tesztjei minden részt. További információk a gyártóval.

#### Figyelemzettések

- Ezt a szenzort nem lehet használni monitorral, csakis kizárola a fent említett oximéter monitor működését. A nem megfelelő oximétereken való használata a paciensnek sérelhető, pontatlan mérésekhez vagy felzserelés károsodásához vezethet.
- Személyre: Ta ukkó tpu xripti sunexousi støi aiostήtria, csakis kizárola a fent említett oximéter monitor működését. A nem megfelelő oximétereken való használata a paciensnek sérelhető, pontatlan mérésekhez vagy felzserelés károsodásához vezethet.
- Ellenőrizze és pozicionálja ujjá a szenzort 4-8 óránként, majd tegye másik helyre 24 óránként.
- Ne használja ödémában vagy törökény szövetfel-színen.

#### Για να εφαρμόσετε τον αισθητήρα

- Csatlakoztassa a szenzor kábelét az OSi Optoelectronics Inc. adapter kábeléhez. Kapcsolja be az oximetert és ellenőrizze a megfelelő működést.
- Helyezze be a paciens ujját a szenzorba.

#### A szenzor felhelyezése

- Eisapnýte a daktýlu toho aiostήtria støi etapήtria. Felnötteknel a mutató ujj használata ajánlott. Az ujj megfelelően be van helyezve, ha:
  - H áj ujj csúcsa megérheti a hártszél jelzést.
  - A kábel ujjával közelíti a szennyeződési területet.

#### Para aplicar o sensor

- Conecte o cabo do sensor ao cabo adaptador da OSi Optoelectronics Inc. Ligue o oxímetro e verifique a operação corretamente.
- Insira o dedo do paciente no sensor. Em adultos, prefira usar o dedo indicador. O dedo está corretamente inserido quando:

#### Para aplicar o sensor

- Insira o dedo do paciente no sensor. No caso dos adultos, use-se comumente o dedo indicador. O dedo está corretamente inserido quando:
- A ponta do dedo toca nos postes traseiros da guia.
- O cabo do sensor se estende ao longo do dorso da mão do paciente.

#### Limpeza do Sensor

Para limpar o sensor entre utilizações ou entre pacientes, limpe as superfícies do sensor com um pano macio umedecido com água, solução de sabão suave ou álcool isopropílico.